

**GENUS TALO CONTROLFLEX J/2R/LANG - Aparat Jednoszynowy****Cena :****1.106,00 zł**Nr katalogowy : **AJ-KD/LS/2-R**Producent : **ART-REH**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **poniżej średniego**

Średnia ocena :

**CHARAKTERYSTYKA WYROBU**

Jednoszynowy aparat opaskowy na całą kończynę dolną, wykonany z [REDAKTOWANE], z sandałem, z regulacją kąta zgięcia i wyprostu co 20 stopni oraz z regulacją wysokości sandała. Aparat typu otwartego posiada cztery niezależne zespoły pasów wykonanych z taśmy velcro oraz elastyczne, boczne wzmocnienia zabezpieczające przed koślawością stawu kolanowego.

Wyrób wyposażono w dwuosiową szynę boczną z mechanizmem zębatkowym wykonaną z wysokiej jakości stopu aluminium pokrytego na gorąco trwałą powłoką proszkową. Szyna w aparacie jest dopasowana do kształtów anatomicznych kończyny dolnej przez co pozwala na jej dokładniejsze dopasowanie.

Zastosowanie na przegubie szyny, anatomicznej nakładki wykonanej z elastycznego tworzywa dodatkowo stabilizuje staw kolanowy.

Dwuosiowa zasada działania przegubu jest maksymalnie zbliżona do anatomicznego ruchu stawu kolanowego. W dolnej części szyny domontowano regulowany aparat na opadającą stopę wykonany z włókna węglowego, który razem z szyną i aparatem stabilizuje całą kończynę dolną.

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Łatwość użytkowania** - przez swoją budowę przestrzenna aparat dobrze stabilizuje kończynę dolną a zarazem pozwala na swobodne oddychanie skóry oraz ewentualną wymianę opatrunków bez konieczności jego zdejmowania,
- Komfort użytkowania** - wykonany z materiałów przyjaznych skórze nie powoduje otarć a zarazem dobrze wchłania pot,
- Doskonała stabilizacja** - dodatkowa stabilizacja zabezpieczająca przed opadającą stopą i koślawieniem kolana
- Skuteczność stabilizacji** - zastosowana szyna dwuosiowa dobrze stabilizuje kończynę dolną i odzwierciedla ruch zgięcia i wyprostu w stawie kolanowym.
- Dodatkowa stabilizacja** - lekki aparat z włókna węglowego bardzo dobrze stabilizuje staw skokowy.
- Utrzymanie właściwej higieny** - ze względu na łatwość zdemontowania wyrobu nie ma problemu z jego praniem i konserwacją.

**PRZEZNACZENIE:**

Aparat należy stosować w przypadkach:

- niedowładów kończyn dolnych
- po zabiegach ortopedycznych w okresie rekonwalescencji
- po artroskopii
- we wczesnym okresie rehabilitacji
- po urazach kończyn dolnych w okresie rekonwalescencji

**PRZECIWSKAZANIA:**

Aparatu nie należy stosować w przypadku:

- świeżych ran
- otarć naskórka
- egzem skórnych
- alergii skórnych

**ZASTOSOWANIE:**

Rehabilitacja, ortopedia, neurologia i neurochirurgia, reumatologia.

**INFORMACJE DLA PACJENTA:**

1. Stosować ściśle i pod nadzorem lekarza
2. Wyrób powinien być po raz pierwszy założony pacjentowi przez lekarza lub przez przeszkolony personel medyczny (**po uprzednim dokładnym dopasowaniu pelot do kończyny dolnej**)
3. Niewłaściwe stosowanie wyrobu lub niewłaściwe dobranie rozmiaru może doprowadzić do upośledzenia krążenia żylnego i tętniczego, traumatyzacji zabezpieczonego stawu, wystąpienia schorzeń skórnych itp.
4. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja i pranie wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka albo powstanie odczynów alergicznych związanych ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

## SPOSÓB ZAKŁADANIA APARATU:



## KONSERWACJA:

1. Prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem mydła w temperaturze do 30 stopni.
2. Nie prasować.
3. Nie chlorować.
4. Suszyć z daleka od źródeł ciepła.

## RODZAJ ZASTOSOWANEJ SZYNY BOCZNEJ

Sposób regulacji kąta zgięcia i wyprostowania stawu



## SKŁAD SUROWCOWY:

Szyna ortopedyczna, sandał z włókna węglowego, pianka poliuretanowa, [redacted], klamki poliamidowe, poro-derm, pas VELCRO

## KODY REFUNDACYJNE NFZ

Kod środka	Przeznaczenie	Odpłatność	Okres używalności	Lekarze Upoważnieni	Limit NFZ
<b>9130.13</b> Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną	Aparaty różnego zastosowania funkcjonalnego: stabilizujące, unieruchamiające, odciążające, korekcyjne, kinetyczne. Leczenie zachowawcze przed- i pooperacyjne dysfunkcji kończyn dolnych różnego pochodzenia, porażenia i niedowładów kończyn dolnych	bezpłatnie do wysokości limitu	raz na trzy lata dysfunkcja stała	ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	1000 zł
<b>9150.15</b> Aparat szynowo-opaskowy na całą kończynę dolną	Aparaty różnego zastosowania funkcjonalnego: stabilizujące, unieruchamiające, odciążające, korekcyjne, kinetyczne. Leczenie zachowawcze przed- i pooperacyjne dysfunkcji kończyn dolnych różnego pochodzenia, porażenia i niedowładów kończyn dolnych	30%	raz w trakcie leczenia danego schorzenia dysfunkcja czasowa	ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	1000 zł
<b>9130.18</b> Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną	Stawy rzekome podudzia lub uda, zrost opóźniony, złamania patologiczne (pozapalne, nowotworowe), znaczne osłabienie kości w następstwie schorzeń lub po operacjach, wiotkość kolana, operacyjna plastyka stawu kolanowego.	bezpłatnie do wysokości limitu	raz na trzy lata dysfunkcja stała	ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	1000 zł
<b>9150.26</b> Aparat tulejkowy na całą kończynę dolną	Stawy rzekome podudzia lub uda, zrost opóźniony, złamania patologiczne (pozapalne, nowotworowe), znaczne osłabienie kości w następstwie schorzeń lub po operacjach, wiotkość kolana, operacyjna plastyka stawu kolanowego.	30%	raz w trakcie leczenia danego schorzenia dysfunkcja czasowa	ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	1000 zł

**Sposób pomiaru:**

**A**  
**długość wyrobu**  
M - 74-77,5 cm  
L - 78-81,5 cm  
XL - 80-83,5 cm

**B**  
**długość stopy**  
M - 24-27cm  
L - 25-29 cm

[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produkty naciśnij przycisk](#)  
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)



[Chcesz za darmo połączyć się telefonicznie z naszym konsultantem](#)  
[naciśnij zieloną słuchawkę](#)

Tagi:

[Ortezy](#), [Orteza](#), [Stabilizatory Stawu](#), [Stabilizator Stawu](#), [Sklep Medyczny](#), [Sklepy Medyczne](#), [Orteza Stawu Kolanowego](#), [Art-Reh](#)

---