

**GENUS CONTROLFLEX O/1-R/ULTRA LANG - Orteza Stawu Kolanowego****Cena :****257,00 zł**Nr katalogowy : **OSK-OL/1-R/U**Producent : **ART-REH**Dostępność : **Dostępny**Stan magazynowy : **poniżej średniego**

Średnia ocena :

**CHARAKTERYSTYKA WYROBU**

Orteza typu otwartego, wykonana z perforowanej pianki neoprenowej, dwustronnie pokrytej tkaniną okładkową.

Posiada cztery niezależne zespoły pasów wzmacniających wykonane z taśm VELCRO. Wyrób wyposażono w jednoosiowe szyny boczne, wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego zbrojonego włóknami węglowymi. Układ szyn w ortezie oraz ich specyficzna elastyczność, powoduje właściwe przyleganie wyrobu do zabezpieczonej kończyny i pozwala na uzyskanie doskonałej stabilizacji zabezpieczonego stawu. Szyny zostały wyposażone w specjalne zegary umożliwiające regulację kąta zgięcia i wyprostu co 15 stopni. Tak precyzyjna regulacja wyrobu zdecydowanie ułatwia proces rehabilitacji uszkodzonego stawu kolanowego.

Istnieje również możliwość stałego zablokowania zegara w pozycji 0 stopni, co wykorzystywane jest w przypadkach, gdy zachodzi potrzeba stabilizacji kończyny w pozycji wyprostowanej.

Waga ortezy OSK-OL/1-R/U wyposażonej w szyny z włókien węglowych jest kilkakrotnie niższa, niż waga ortezy tradycyjnych, fakt ten zdecydowanie ułatwia użytkowanie ortezy.

**WŁAŚCIWOŚCI**

- Doskonale odprowadzanie wilgoci na zewnątrz ortezy** - dzięki zastosowaniu wewnętrznej perforacji, która pozwala na swobodne oddychanie skóry.
- Częściowe odprowadzanie ciepła od skóry pacjenta** - dzięki zastosowaniu wewnętrznej perforacji, która pozwala na odprowadzanie nadmiaru ciepła.
- Niska waga wyrobu** - w ortezie OSK-OL/1-R/U tradycyjne szyny metalowe zastąpiono szynami wykonanymi z włókien węglowych, dzięki czemu udało się kilkakrotnie zmniejszyć wagę ortezy.
- Możliwość stosowania wyrobu przez osoby w podeszłym wieku lub osoby z nadwagą** - dzięki zastosowaniu konstrukcji polegającej na otwarciu ortezy w jej przedniej części.
- Komfort użytkowania** - dzięki zastosowaniu perforowanego neoprenu i szyn z włókien węglowych zdecydowanie poprawiono komfort użytkowania ortezy.
- Zwiększona stabilizacja stawu** - dzięki wydłużeniu długości szyn ortopedycznych i wprowadzeniu czterech zespołów pasów Velcro.

**PRZEZNACZENIE:**

Ortezę można stosować w przypadku:

- zwłknięć stawu kolanowego,
- skręceń stawu kolanowego,
- niestabilności bocznej kolana,
- uszkodzeń więzadeł kolana LCL, MCL i ACL,
- po rekonstrukcji więzadeł kolana,
- po innych zabiegach operacyjnych (ortopedia),

**PRZECIWSKAZANIA:**

Ortezy nie należy stosować w przypadku:

- świeżych ran
- otarć naskórka
- egzem skórnych
- alergii skórnych
- żylakowości
- owrzodzenia podudzia

**ZASTOSOWANIE:**

Rehabilitacja, ortopedia, reumatologia, neurologia i neurochirurgia.

**SPOSÓB ZAKŁADANIA ORTEZY:**

#### INFORMACJE DLA PACJENTA:

1. Stosować ściśle według wskazań i pod nadzorem lekarza.
2. Wyrób powinien być po raz pierwszy założony pacjentowi przez lekarza lub przez przeszkolony personel medyczny.
3. Nie stosować ortozy, jeżeli wcześniej użyto maści lub żelu rozgrzewającego.
4. Zaleca się stosowanie wyrobu razem z pończochą lub podkolanówką przeciwżyłakową o minimalnym stopniu kompresji.
5. Niewłaściwe stosowanie wyrobu lub niewłaściwe dobranie rozmiaru może doprowadzić do upośledzenia krążenia żylnego i tętniczego, traumatyzacji zabezpieczonego stawu, wystąpienia schorzeń skórnych itp.
6. Brak codziennej higieny osobistej lub niewłaściwa konserwacja i pranie wyrobu mogą spowodować otarcia naskórka albo powstanie odczynów alergicznych związanych ze wzmoczoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.

#### GRAFICZNY SCHEMAT ZAKŁADANIA ORTEZY:



#### KONSERWACJA:

1. Prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem mydła w temperaturze do 30 stopni.
2. Nie prasować.
3. Nie chlorować.
4. Suszyć z daleka od źródeł ciepła.


**UWAGA:** Przed praniem należy wymontować szyny boczne.

#### RODZAJ ZASTOSOWANEJ SZYNY BOCZNEJ

Sposób regulacji kąta zgięcia i wyprostowania stawu



#### SKŁAD SUROWCOWY:

 szyny ortopedyczne z włókien węglowych, pasy VELCRO, klamery poliamidowe.

#### KODY REFUNDACYJNE NFZ

Kod środka	Przeznaczenie	Odpłatność	Okres używalności	Lekarze Upoważnieni	Limit NFZ
<b>9130.14</b> Aparat na gołe i udo	leczenie gruźlicy stawu kolanowego, boczna wiotkość kolana przewlekłe zapalenie stawu kolanowego lub po plastyce operacyjnej stawu kolanowego	bezpłatnie do wysokości limitu	raz na trzy lata dysfunkcja stała	ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	650 zł
<b>9150.17</b> Orteza stawu kolanowego stabilizująca z szynami	stabilizacja bocznej wiotkości kolana, wzmocnienia przednio-tylnej stabilizacji kolana, rehabilitacja	30%	raz w trakcie leczenia danego schorzenia dysfunkcja czasowa	ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	250 zł
<b>9150.19</b> Orteza na gołe i udo	leczenie gruźlicy stawu kolanowego, boczna wiotkość kolana przewlekłe zapalenie stawu kolanowego lub po plastyce operacyjnej stawu kolanowego	30%	raz w trakcie leczenia danego schorzenia dysfunkcja czasowa	ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	650 zł
<b>9150.18</b> Orteza stawu kolanowego stabilizująca korygująca	leczenie i doleczanie złożonych niestabilności stawu kolanowego	30%	raz w trakcie leczenia danego schorzenia dysfunkcja czasowa	ortopeda, chirurg, neurolog, lekarz rehabilitacji medycznej, reumatolog	400 zł

**Sposób pomiaru:**

Obwód kolana przy zgięciu ok. 15 st.

**Dostępne rozmiary:****S** - 30-34 cm**M** - 34-38 cm**L** - 38-42 cm**XL** - 42-46 cm**XXL** - 46-50 cm **Długość szyny:**

380 mm

[Chcesz zadać pytanie odnośnie tego produktu naciśnij przycisk](#)  
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)



[Chcesz za darmo połączyć się telefonicznie z naszym konsultantem](#)  
[naciśnij zieloną słuchawkę](#)

Tagi:

[Ortezy](#), [Orteza](#), [Stabilizatory Stawu](#), [Stabilizator Stawu](#), [Sklep Medyczny](#), [Sklepy Medyczne](#), [Orteza Stawu Kolanowego](#),  
[Art-Reh](#)

---