

SP-167C - Elastyczny, tkaninowy stabilizator łydki



Cena :

25,23 zł

Nr katalogowy : **SP-167C**

Producent : **SPECIAL**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **niski**

Średnia ocena :

SP-167C Elastyczny, tkaninowy stabilizator łydki

Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania, estetyczny wygląd oraz niezwykłą trwałość produktu, tkanina z serii **DELUXE COMPRESSION** z dodatkiem jedwabiu.

- Działa profilaktycznie
- Stanowi dodatkowe wzmocnienie nadwyrężonych mięśni łydki
- Zmniejsza bóle związane z obrzękami i zdrętwieniami
- Zapobiega powstawaniu dalszych urazów

Dzięki tkaninie rozciągliwej w czterech kierunkach stabilizator idealnie dopasowuje się do anatomicznego kształtu łydki.

Dzięki Innowacyjnej technologii Multiceramic stabilizator posiada **efekt termiczny**, gwarantujący wyraźne podniesienie temperatury ciała. Wspomaga on powstawanie naturalnego procesu uzdrawiania. Wytworzone ciepło powoduje wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból.

Technologia Far Infrared Rays posiada również właściwość **poprawy siły wchłaniania** wilgoci powstającej na skórze. Dzięki odpowiedniej kompozycji włókien, tkanina ze wzmocnioną siłą **odprowadza wchłoniętą wilgoć** na zewnątrz.

Dzięki zastosowaniu Innowacyjnych Technologii, tkanina **posiada funkcję antybakteryjną**.



W W wyniku przeprowadzonych badań tkanina została zakwalifikowana jako **antybakteryjna**, niepowodująca podrażnień skóry, szczególnie **polecana dla osób** z nadwrażliwością skórą, **ze skłonnościami do alergii i uczuleń**.

Rozmiary: (mierzyć obwód wokół łydki)

S: 25,4-30,5cm, M: 30,5-35,6cm, L: 35,6-40,6cm, XL: 40,6-45,7cm, XXL: powyżej 45,7cm

Sposób konserwacji: Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

Przeciwwskazania: Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żyłakowatości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.



[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produktu naciśnij przycisk](#)
(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)



Tagi:

[Ortezy](#), [Orteza](#), [Stabilizatory Stawu](#), [Stabilizator Stawu](#), [Sklep Medyczny](#), [Sklepy Medyczne](#),
[Ortezy Stawu Kolanowego](#), [Special](#)
