

## SP-167E - Stabilizator Stawu Łokciowego - Tkaninowy



**Cena :**

**25,23 zł**

Nr katalogowy : **SP-167E**


Producent : **SPECIAL**

Dostępność : **Dostępny**

Stan magazynowy : **poniżej średniego**


Średnia ocena :

### SP-167E Elastyczny, tkaninowy stabilizator stawu łokciowego



Wykonany z tkaniny o specjalnym składzie gwarantującym komfort użytkowania, estetyczny wygląd oraz niezwykłą trwałość produktu, tkanina z serii **DELUXE COMPRESSION** z dodatkiem jedwabiu. 

- Zapewnia efektywną ochronę dla przeciążonych lub uszkodzonych ścięgien i mięśni stawu łokciowego
- Działa profilaktycznie
- 
- Zapewnia właściwą kompresję wzmacniając staw

Zapobiega powstawaniu dalszych urazów.

 Dzięki Innowacyjnej technologii Multiceramic stabilizator posiada **efekt termiczny**, gwarantujący wyraźne podniesienie temperatury ciała. Wspomaga on powstawanie naturalnego procesu uzdrawiania. Wytworzone ciepło powoduje wzrost cyrkulacji krwi, co przyspiesza gojenie oraz łagodzi ból.

Technologia Far Infrared Rays posiada również właściwość **poprawy siły wchłaniania** wilgoci powstającej na skórze. Dzięki odpowiedniej kompozycji włókien, tkanina ze wzmocnioną siłą **odprowadza wchłoniętą wilgoć** na zewnątrz.

 Dzięki zastosowaniu Innowacyjnych Technologii, tkanina **posiada funkcję antybakteryjną**.  W wyniku przeprowadzonych badań tkanina została zakwalifikowana jako **antybakteryjna**, niepowodująca podrażnień skóry, szczególnie **polecana dla osób** z nadwrażliwością skórną, **ze skłonnościami do alergii i uczuleń**.

**Rozmiary:** (mierzyć obwód stawu łokciowego w środkowej części) S: 24,1-26,7cm, M: 27,9-30,5cm,  
L: 31,8-34,3cm, XL: 35,6-40,6cm, XXL: powyżej 41,9cm

**Sposób konserwacji:** Prać ręcznie w temperaturze do 40°C. Nie stosować wybielaczy, nie chlorować, nie prasować, nie prać chemicznie.

**Przeciwwskazania:** Stabilizatora nie należy stosować w przypadku otwartych ran, otarć naskórka, egzem skórnych, żyłakowatości, kiedy zastosowano maści lub żele rozgrzewające.

**[Chcesz zadać pytań odnośnie tego produktu naciśnij przycisk](#)**  
**(proszę o podanie linku lub nazwy produktu)**



Tagi:

[Ortezy](#), [Orteza](#), [Stabilizatory Stawu](#), [Stabilizator Stawu](#), [Sklep Medyczny](#), [Sklepy Medyczne](#), [Orteza Stawu Łokciowego](#), [Special](#)